

- KinTracK, le premier produit d'EKINNOX, est un Dispositif Médical d'analyse quantifiée et visuelle de la marche et de l'équilibre.
- Cet équipement portable est composé d'un ordinateur et d'une caméra.
- Il permet la mesure des principaux paramètres de la marche, de la course et de l'équilibre (paramètres spatio-temporels et cinématiques), et fournit une puissante plateforme d'analyse visuelle grâce aux vidéos 2D et 3D (zoom, lecture image par image, comparaison côte à côte).
- KinTracK est marqué CE Dispositif Médical (Classe IIa, selon la réglementation européenne 2017/745).








- Portable, Plug and play, sans aucune préparation
- Résultats disponibles instantanément
- Utilisable par tous





ANALYSE CINEMATIQUE



PARAMÈTRES SPATIO-TEMPORELS DE MARCHE



RAPPORTS PERSONNALISABLES EN 1 CLIC



- Gain de temps
- Objectivité, reproductibilité
- Amélioration la communication avec vos patients

POUR LES PATIENTS

 Meilleure compréhension de leur performance physique

DÉMONSTRATION SUR : WWW.EKINNOX.COM






(k) MARCHE

- Vitesse et cadence
- Longueur/largeur de pas
- Phases d'appui/oscillantes
- Cinématique genoux/hanches/tronc
- Comparaison avec des standards



COMPARAISON VISUELLE






PROTOCOLES ÉVALUATION ÉQUILIBRE

- Évaluation du déplacement du centre de gravité (surface d'équilibre, déséquilibre frontal/latéral)
- Multiples protocoles possibles (yeux ouverts/fermés, unipodal/bipodal, sol dur/mou)
- Comparaison par rapports aux normes sur personnes saines



- Vitesse et cadence
- Longueur/largeur de foulée
- Cinématique Cinématique genoux/hanches/tronc



PROTOCOLE ÉVALUATION COURSE



CONTACT



1360, route des Dolines, Les Cardoulines - B3 06560 VALBONNE - SOPHIA ANTIPOLIS **⋈** Baptiste.fosty@ekinnox.com

\(+33 \) (0)6.23.60.24.40 \(\) www.ekinnox.com

ekinnoxofficiel

in www.linkedin.com/company/ekinnox

f facebook.com/Ekinnox.MovingForward/